



S30 PODYLAS™

## El láser eficaz para la onicomycosis y otras patologías del pie



La tecnología **RÁPIDA, SEGURA y CÓMODA** para:

- Onicomycosis
- Verrugas plantares
- Helomas neurovasculares
- Queratosis Plantar Intratable
- Fascitis plantares
- Postquirúrgicos de hallux valgus
- Postquirúrgicos de dedos gatillo
- Tendinitis aquilea
- Metatarsalgia
- Regeneración de úlceras y quemaduras

**Potencia: 40W**

**Longitud de onda: 1064nm**

[www.podylas.com](http://www.podylas.com)



S30 PODYLAS™

S30 PODYLAS™



# Adiós a los hongos de las uñas con el láser S30 PODYLAS™

**Los tratamientos más innovadores para eliminar infecciones en las uñas llegan de la mano de la tecnología punta del láser de 1064nm.**

Igual que ha ocurrido con otras disciplinas médicas, el láser también ha conquistado la podología, al ser una herramienta terapéutica extraordinaria para el tratamiento de patologías como la onicomicosis.

Gracias a la innovadora tecnología del láser S30 PODYLAS™ de INTERmedic (1064nm), numerosos podólogos ya pueden acabar con los hongos que infectan las uñas, incluso si la patología lleva años instaurada. Estos microorganismos son muy resistentes y se reproducen con gran facilidad, por eso son difíciles y lentos de eliminar con tratamientos convencionales.

## Entorno al 90% de eficacia

La energía láser del sistema S30 PODYLAS™ elimina la infección micótica mediante un efecto térmico controlado, que alcanza incluso a los hongos más profundos y difíciles de erradicar, acabando con ellos sin dañar el resto de tejidos.

Además de ser eficaz en cerca del 90% de los casos, como demuestran estudios recientes, este láser es seguro y cómodo para los pacientes, ya que no tiene efectos secundarios, no son necesarias medicación oral, ni anestesia y es indoloro. Eso sí, para garantizar la efectividad del tratamiento, podólogo y paciente deben seguir un protocolo de aplicación del láser y pactar un número de sesiones para eliminar completamente el hongo, así como acordar



**Este láser elimina de forma segura, rápida y eficaz los hongos en las uñas, verrugas y queratosis plantares, en pocas sesiones, sin efectos secundarios y sin medicación**

las visitas de control y tomar unas medidas de profilaxis estrictas para evitar una posible reinfección.

## También para verrugas plantares

Además de onicomicosis, el láser S30 PODYLAS™ también permite eliminar de forma eficaz las verrugas plantares, hemomas neurovasculares y queratosis plantar intratable (IPK). El equipo es una herramienta con otras aplicaciones en fisioterapia y cirugía podológica: su módulo de Low Level Laser Therapy (terapia láser de baja potencia) tiene efecto bioestimulativo y es ideal para tratamientos antiinflamatorios, antiálgicos y regenerativos del tejido, muy útiles después de cirugías como la de juanetes, fascitis, tendinitis, etc. ■



Fotos cedidas por Clínica Podología DyN ([www.clinicapodologicadyn.com](http://www.clinicapodologicadyn.com))

